

UM-15 シリーズのサポート終了に伴う製品識別方法

この度、旧仕様 UM 15 シリーズのサポート終了に伴い、同一販売名（名称）を持つ UM - 15 のサポート終了となる装置についての識別方法を下記に記載します。

尚、ここでは販売名が同じことから外観的特徴により、通称を【UM - 15 ディスプレイ黒色】ということとします。以下に特徴を記載します。

パネル及びケースの色が青色以外の UM - 15 がサポート終了となります。

1. 販売名及び品目追加許可日等

- (1) 販売名 : パラメイト UM - 15P
 品目追加許可日 : 平成 2 年 8 月 4 日
 最終出荷年月日 : 平成 7 年 9 月 25 日
 製造番号 : 1510001 ~ 1510273
- (2) 販売名 : パラメイト UM - 15TP
 品目追加許可日 : 平成 2 年 8 月 4 日
 最終出荷年月日 : 平成 6 年 5 月 24 日
 製造番号 : 1520001 ~ 1520007
- (3) 販売名 : パラメイト UM - 15MP
 品目追加許可日 : 平成 2 年 8 月 4 日
 最終出荷年月日 : 平成 8 年 2 月
 製造番号 : 1530001 ~ 1530031

2. 外観の特徴（ディスプレイ黒色）



UM - 15P



UM - 15TP

ブラインドスイッチと排気弁



UM - 15MP

(1) 各装置別特徴

UM - 15P

最高血圧、最低血圧、脈拍数/分の表示

スタート/リセットと電源スイッチが正面にあり、左側面は TP MP と同様にブラインドスイッチと排気調整ツマミがある。

UM - 15TP

最高血圧、最低血圧、脈拍数/分、時間/間隔測定、最高血圧上限警報、最高血圧下限警報の表示があり、これ等の設定スイッチがある。

スタート/リセットと電源スイッチが正面にあり、左側面はブラインドスイッチと排気調整ツマミがある。

UM - 15MP

最高血圧、最低血圧、脈拍数/分、時間/間隔測定、最高血圧上限警報、最高血圧下限警報の表示があり、これ等の設定スイッチがある。


スタート/リセット、プリントスイッチ及び電源スイッチが正面にあり、左側面はブラインドスイッチと排気調整ツマミがある。

(2) 本体の右側面及び後面



右側面

樹脂パネルは緑色とベージュ色とがある。



後面

後面には RS232C の 25 ピンのコネクタが付いているタイプがある。

カフ差込ジョイント (マイクロコブラ無し)

3. 平成 24 年 1 月 31 に製造販売中止となった UM - 15 シリーズについて

下記の UM - 15P、MP はサポート終了ではありません。



UM - 15P



UM - 15MP

本タイプ (青色ケース) のサポート終了予定年月日

弊社規定では平成 29 年 1 月 31 日 (2017 年 1 月 31) を以ってサポート終了となる予定です。